

Anticorpo Policlonale Anti-Mbnl1 Di Coniglio Per Wb - Q9Nr56

Numero articolo: CM0030804



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting MBNL1 umano, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sullo splicing alternativo e sulla biologia muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MBNL1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	EXP; MBNL; MBNL1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4154
GeneID	4154
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-382 di MBNL1 umano (NP_997176.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NR56
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio