

Anticorpo Policlonale Anti-Mbtps1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14703

Numero articolo: CM0023050



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MBTPS1 umano (S1P/SKI-1), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Cross-reattività con umano e topo. Ideale per la ricerca sul metabolismo del colesterolo, stress del RE, biogenesi lisosomiale e funzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MBTPS1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	S1P; PCSK8; SEDKF; SKI-1; MBTPS1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8720
GeneID	8720
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 803-1052 di MBTPS1 umano (NP_003782.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo
SWISS	Q14703
Peso proteico	118kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio