

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mbtps1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q14703

Numero articolo: CM0004363



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro MBTPS1 umano (S1P/PCSK8), validato per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce con specie umana, topo e ratto. Adatto per lo studio della scissione di SREBP, la biogenesi lisosomiale e le vie di stress del reticolo endoplasmatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MBTPS1 Rabbit PolymAb®
Annotazioni / Alias	S1P; PCSK8; SEDKF; SKI-1
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	8720
ID gene	8720
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 953-1052 di MBTPS1 umano (NP_003782.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q14703
Peso proteico	118kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio