

Anticorpo Monoclonale Anti-Ricettore Mc1 Per Wb, Elisa - Q01726

Numero articolo: CM0002968



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il ricettore MC1 umano (MSH-R) per WB ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Validato per la ricerca sulla segnalazione della melanocortina e sulla pigmentazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MC1 Receptor Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	CMM5; MSH-R; SHEP2; MC1 Receptor
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4157
GeneID	4157
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1-100 del ricettore MC1 umano (Q01726)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q01726
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio