

Anticorpo Policlonale Anti Recettore Mc1 Per Wb, Elisa - Q01726

Numero articolo: CM0014274



introduzione

pAb di coniglio anti Recettore MC1 convalidato per WB e ELISA. Reagisce in modo incrociato con uomo, topo e ratto. Bersaglia il recettore dell'ormone stimolante i melanociti coinvolto nella melanogenesi. Ideale per studi di segnalazione GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di coniglio anti Recettore MC1
Annotazioni/Alias	CMM5; MSH-R; SHEP2; MC1 Receptor
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	4157
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 200-317 del Recettore MC1 umano (NP_002377.4).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q01726
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio