


Anticorpo Policlonale Anti-Mc2R Per Wb E Elisa - Q01718

Numero articolo: CM0029901



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-MC2R di alta qualità, validato per WB e ELISA. Rileva l'MC2R endogeno in campioni umani e murini. Ideale per lo studio della funzione adrenocorticale, del rilascio di cortisolo e della segnalazione dei GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MC2R Rabbit pAb
Note / Alias	ACTHR; MC2R
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4158
GeneID	4158
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 dell'MC2R umano (NP_000520.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q01718
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio