


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Recettore Mc5 Per Wb, Elisa - P33032

Numero articolo: CM0011347



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro il recettore MC5 umano (MC5R, MC-2) per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione dei GPCR e sulle melanocortine. Peso molecolare previsto 37 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-recettore MC5
Note/Alias	MC2; Recettore MC5
Specie	Umano
GeneID	4161
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del recettore MC5 umano (P33032).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P33032
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio