


Anticorpo Policlonale Anti-Mccc1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Rq3

Numero articolo: CM0014812



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio è diretto contro MCCC1 umano, validato per applicazioni WB, IHC-P ed ELISA. Presenta reattività crociata con topo e ratto, supportando la ricerca sul metabolismo della leucina e sui disturbi correlati.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MCCC1 Rabbit pAb
Note/alias	MCCA; MCC-B; MCCCalpha; MCCC1
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	56922
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 640-725 di MCCC1 umano (NP_064551.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q96RQ3
Peso della proteina	80 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante