


Anticorpo Policlonale Anti-Mccc2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hcc0

Numero articolo: CM0017390



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MCCC2 (MCCB), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in uomo, topo, ratto. Adatto per lo studio della metilcrotonil-CoA carbossilasi nel catabolismo della leucina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MCCC2 Rabbit pAb
Note/Alias	MCCB; MCCCbeta; MCCC2
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	64087
GenelD	64087
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 284-563 di MCCC2 umano (NP_071415.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9HCC0
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio