


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mccc2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hcc0

Numero articolo: CM0025965



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro MCCC2 (MCCB) validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul catabolismo della leucina e sulle carbossilasi mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MCCC2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	MCCB; MCCCbeta; MCCC2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	64087
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 284-563 di MCCC2 umano (NP_071415.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9HCC0
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio