

Anticorpo Policlonale Anti-Mchr1 Per Wb Ed Elisa - Q99705

Numero articolo: CM0021737



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-MCHR1 per WB ed ELISA. Reagisce crociatamente con specie umana, murina e ratto. MCHR1 è un GPCR che regola l'alimentazione, l'equilibrio energetico e il sonno. Ideale per studi neuroscientifici e metabolici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MCHR1 Rabbit pAb
Note/alias	SLC1; GPR24; MCH1R; SLC-1; MCH-1R; MCHR1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	2847
GeneID	2847
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-95 di MCHR1 umano (NP_005288.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q99705
Peso della proteina	46kDa
Spedizione	Borsa refrigerante