


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mcl1 Per Wb - Q07820

Numero articolo: CM0023569



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MCL1 umano (Mcl-1, Bcl2-L-3) per Western blot. Rileva tutti gli isoforme; coinvolto nella regolazione dell'apoptosi. Immunogeno peptidico all'interno degli amminoacidi 100-200.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MCL1 Rabbit pAb
Note/Alias	TM; EAT; MCL1L; MCL1S; Mcl-1; BCL2L3; MCL1-ES; bcl2-L-3; mcl1/EAT; MCL1
Specie	Umano
GeneID (umano)	4170
GeneID	4170
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 di MCL1 umano (NP_068779.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q07820
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio