

Anticorpo Policlonale Anti-Mcm10 Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q7L590

Numero articolo: CM0024859

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato al MCM10 umano, un fattore di inizio della replicazione del DNA. Adatto per applicazioni Western Blot ed ELISA. Reagisce incrociato con umano e topo. Ideale per lo studio dello stress replicativo e della stabilità del genoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MCM10 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CNA43; DNA43; IMD80; PRO2249; MCM10
Specie	Umano
GeneID	55388
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 616-875 del MCM10 umano (NP_877428.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q7L590
Peso proteico	98kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio