


Anticorpo Monoclonale Anti-Mcm2 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49736

Numero articolo: CM0005776



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il fattore di licenza per la replicazione del DNA MCM2, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in umano, topo, ratto. Adatto per lo studio del ciclo cellulare, della replicazione del DNA e dell'oncogenesi. Materia prima IVD affidabile.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb MCM2 di Coniglio
Note/Alias	BM28, CCNL1, CDCL1, cdc19, DFNA70, D3S3194, MITOTIN, MCM2
Specie	Umano
ID Gene	4171
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 1-288 di MCM2 umano (NP_004517.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49736
Peso Proteico	102kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio