


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mcm2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49736

Numero articolo: CM0002601



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio targeting MCM2 umano, validato per Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Ideale per studi sulla replicazione del DNA e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MCM2 Rabbit mAb
Note/Alias	BM28; CCNL1; CDCL1; cdc19; DFNA70; D3S3194; MITOTIN; MCM2
Specie	Uomo
GeneID	4171
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di MCM2 umano (P49736).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P49736
Peso proteico	102kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio