


## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mcm2 Per Wb, Elisa - P49736

Numero articolo: CM0016309



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia MCM2 umano, un fattore di licenziamento per la replicazione del DNA. Validato per WB e ELISA, con reattività crociata verso uomo e topo. Adatto per studi sul ciclo cellulare e sulla replicazione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | MCM2 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Note / Alias        | BM28; CCNL1; CDCL1; cdc19; DFNA70; D3S3194; MITOTIN; MCM2                                                                     |
| Specie              | Uomo                                                                                                                          |
| GeneID (Uomo)       | 4171                                                                                                                          |
| GeneID              | 4171                                                                                                                          |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 360-700 di MCM2 umano (NP_004517.2). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                         |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Reattività crociata | Uomo, Topo                                                                                                                    |
| SWISS               | P49736                                                                                                                        |
| Peso proteico       | 102kDa                                                                                                                        |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                             |