


Anticorpo Monoclonale Anti-Mcm4 Per Wb, Elisa - P33991

Numero articolo: CM0010611



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce l'MCM4 umano per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con MCM4 di topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla replicazione del DNA e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio anti-MCM4
Osservazioni/Alias	NKCD; CDC21; CDC54; IMD54; NKGCD; hCdc21; P1-CDC21; MCM4
Specie	Umano
GeneID (umano)	4173
GeneID	4173
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 764-863 dell'MCM4 umano (P33991)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P33991
Peso Proteico	97kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio