


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mcm5 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P33992

Numero articolo: CM0025689



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il fattore di licenza della replicazione del DNA MCM5 (CDC46). Validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Per studi sul ciclo cellulare e sulla replicazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	MCM5 Rabbit pAb
Note/Alias	CDC46, MGORS8, P1-CDC46, MCM5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4174
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-230 di MCM5 umano (NP_006730.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P33992
Peso Proteico	82kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio