


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mcm6 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q14566

Numero articolo: CM0020505



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MCM6 umano, validato per Western blot, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla replicazione del DNA e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MCM6 Rabbit pAb
Note/Alias	Mis5; P105MCM; MCG40308; MCM6
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4175
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 562-821 di MCM6 umano (NP_005906.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14566
Peso Proteico	93kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio