


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mcm7 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P33993

Numero articolo: CM0003060



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-MCM7 validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Riconosce la proteina MCM7 umana, una sottounità dell'elicasi replicativa MCM2-7 essenziale per la replicazione del DNA. Adatto per la ricerca sul ciclo cellulare e sulla replicazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MCM7 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	MCM2; CDC47; P85MCM; P1CDC47; PNAS146; PPP1R104; P1.1-MCM3; MCM7
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	4176
ID gene	4176
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 600-700 della MCM7 umana (P33993).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P33993
Peso proteico	81kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio