


Anticorpo Policlonale Anti-Mcmbp Per Wb, Elisa - Q9Bte3

Numero articolo: CM0030999



introduzione

Anticorpo policlonale anti-MCMBP di coniglio validato per WB e ELISA. Reagisce con uomo e topo. Bersaglia la proteina legante il complesso di mantenimento dei minicromosomi, un regolatore chiave della replicazione del DNA e della coesione dei cromatidi fratelli. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MCMBP Rabbit pAb
Note/Alias	MCM-BP; C10orf119; MCMBP
Specie	Uomo
ID gene	79892
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 della MCMBP umana (NP_079110.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9BTE3
Peso proteico	73kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio