


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mcoln2 (Trpml2) Per Wb Ed Elisa - Q8Izk6

Numero articolo: CM0018787



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MCOLN2 (TRPML2) umano, adatto per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano e ratto. Utile per studiare la funzione del canale ionico lisosomiale, il traffico di membrana e l'immunità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MCOLN2 Rabbit pAb
Note/Alias	TRPML2; TRP-ML2; MCOLN2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	255231
ID Gene	255231
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 90-275 di MCOLN2 umano (NP_694991.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q8IZK6
Peso Proteico	66kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio