


Anticorpo Policlonale Anti-Mct1/Slc16A1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P53985

Numero articolo: CM0025699



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-MCT1/SLC16A1 umano, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Adatto per lo studio del trasporto dei monocarboxilati e del metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MCT1/SLC16A1 pAb di coniglio
Annotazioni/Alias	MCT; HHF7; MCT1; MCT1D; MCT1/SLC16A1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6566
GeneID	6566
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 190-245 della MCT1 umana (NP_003042.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P53985
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio