

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mct4/Slc16A3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O15427

Numero articolo: CM0014117

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro MCT4/SLC16A3, un trasportatore di monocarbossilati. Validato per WB, IHC-P, ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Destinato alla ricerca sul trasporto del lattato e sugli studi metabolici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MCT4/SLC16A3 pAb di coniglio
Note/Alias	MCT3; MCT4; MCT 3; MCT 4; MCT-3; MCT-4; MCT4/SLC16A3
Specie	Uomo
GenElD (uomo)	9123
GenElD	9123
Immunogeno	Proteina ricombinante / proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 410-465 di MCT4/SLC16A3 umano (NP_004198.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O15427
Peso della proteina	49 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante