

Anticorpo Policlonale Anti-Mcu Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ne86

Numero articolo: CM0020063



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega al trasportatore di calcio mitocondriale umano MCU. Adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce incrociato con umano, topo e ratto. Supporta la ricerca sulla segnalazione del calcio mitocondriale e sulla bioenergetica cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MCU Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HsMCU; C10orf42; CCDC109A; MCU
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	90550
Gene ID	90550
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 51-170 dell'MCU umano (NP_612366.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q8NE86
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio