

Anticorpo Policlonale Anti-Mcu Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q8Ne86

Numero articolo: CM0019927



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-MCU validato per WB ed ELISA. Riconosce MCU umano, murino e ratto, un uniportatore di calcio mitocondriale che regola la produzione di ATP, la segnalazione del calcio e le vie di morte cellulare. Ideale per la ricerca mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MCU Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HsMCU; C10orf42; CCDC109A; MCU
Specie	Umano
Gene ID	90550
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante corrispondente agli amminoacidi 51-170 di MCU umano (NP_612366.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q8NE86
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio