


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mda5 Per Wb, Elisa - Q9Byx4

Numero articolo: CM0018852



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MDA5 umano (IFIH1), un sensore citoplasmatico dell'RNA virale e attivatore dell'immunità innata antivirale. Validato per applicazioni WB ed ELISA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MDA5 Rabbit pAb
Note/Alias	IFIH1; AGS7; Hlcd; IDDM19; MDA-5; MDA5; RLR-2; SGMRT1; interferone indotto con dominio elicasi C 1
Specie	Umano
GeneID (umano)	64135
GeneID	64135
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9BYX4
Peso della proteina	25 kDa/117 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante