


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mdc1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14676

Numero articolo: CM0028405



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la MDC1 (NFB1) umana, una proteina chiave del checkpoint del danno al DNA che lega γ H2AX. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Ideale per studi sulla riparazione del DNA e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MDC1 Rabbit pAb
Note/Alias	NFB1; MDC1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	9656
GeneID	9656
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-350 della MDC1 umana (NP_055456.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q14676
Peso proteico	227kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio