

Anticorpo Policlonale Anti-Mdh1 Per Wb Ed Elisa - P40925

Numero articolo: CM0028077



introduzione

Anticorpo policlonale ricombinante umano MDH1 (1-334 aa) validato per WB ed ELISA in umano, topo, ratto. Mira alla malato deidrogenasi citoplasmatica nella navetta malato-aspartato e nel ciclo di Krebs.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MDH1 Rabbit pAb
Note/Alias	KAR, MDHA, MOR2, DEE88, MDH-s, EIEE88, HEL-S-32, MGC:1375, MDH1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4190
GeneID	4190
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-334 di MDH1 umano (NP_005908.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P40925
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio