

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mdh2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P40926

Numero articolo: CM0003133



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità mirato all'MDH2 umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con MDH2 di topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo mitocondriale e sui disturbi neurologici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb coniglio MDH2
Note/Alias	MDH; MOR1; DEE51; M-MDH; EIEE51; MGC:3559; MDH2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4191
GeneID	4191
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 50-150 dell'MDH2 umano (P40926)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P40926
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio