

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mdm2 Per Ihc-P E Elisa - Q00987

Numero articolo: CM0004384



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro MDM2 umano, validato per IHC-P e ELISA. Un immunogeno peptidico sintetico bersaglia la regione N-terminale (aa 101-200). Ideale per studiare l'ubiquitinazione di p53 e i ruoli oncogenici nel cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MDM2 Rabbit mAb
Note/Alias	HDMX; LSKB; hdm2; ACTFS; MDM2
Specie	Umana
ID genico (Umano)	4193
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli aminoacidi 101-200 di MDM2 umano (NP_001354919.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q00987
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio