

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mdm2 Per Wb, Elisa - Q00987

Numero articolo: CM0007415



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro MDM2 umano (HDM2), validato per WB ed ELISA. Ideale per lo studio della ligasi E3 dell'ubiquitina nelle vie di p53, nell'apoptosi e nella ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MDM2 Rabbit mAb
Note/alias	HDMX; LSKB; hdm2; ACTFS; MDM2
Specie	Umano
GeneID (umano)	4193
GeneID	4193
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 101-200 di MDM2 umano (NP_001354919.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q00987
Peso della proteina	11kDa/14kDa/24kDa/30kDa/33kDa/35kDa/48kDa/49kDa/55kDa
Spedizione	Confezione refrigerante