

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mdm2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q00987

Numero articolo: CM0017174



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro MDM2 umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva MDM2 umano e murino (55 kDa), una ligasi E3 dell'ubiquitina e un regolatore chiave di p53, ideale per la ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MDM2 pAb di coniglio
Note/Alias	HDMX; LSKB; hdm2; ACTFS; MDM2
Specie	Umano
ID del gene (umano)	4193
ID del gene	4193
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 231-330 di MDM2 umano (NP_001354919.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q00987
Peso della proteina	55 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante