


## Anticorpo Policlonale Anti-Me1 (Wb, Elisa) - P48163

Numero articolo: CM0027785



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'enzima malico umano ME1 (dipendente da NADP). Validato per Western blot e ELISA, reagisce in modo crociato con topo e ratto. Rileva una banda a ~64 kDa. Adatto per la ricerca metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Dettagli                                                                                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del Prodotto   | ME1 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Note/Alias          | MES; HUMNDME; ME1                                                                                                         |
| Specie              | Umano                                                                                                                     |
| ID Gene (Umano)     | 4199                                                                                                                      |
| ID Gene             | 4199                                                                                                                      |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di ME1 umano (NP_002386.1) |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                  |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                     |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Reattività Crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                        |
| SWISS               | P48163                                                                                                                    |
| Peso Proteico       | 64kDa                                                                                                                     |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                     |