


## Anticorpo Policlonale Anti-Me2 Per Wb, Elisa - P23368

Numero articolo: CM0025407



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega all'enzima malico NAD-dipendente mitocondriale umano (ME2). Validato per Western blot e ELISA, l'immunogeno corrisponde agli amminoacidi 220-479. Ideale per lo studio del metabolismo mitocondriale e delle malattie correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto     | ME2 pAb di coniglio                                                                                                            |
| Osservazioni/Alias    | ODS1; ME2                                                                                                                      |
| Specie                | Umano                                                                                                                          |
| GeneID (Umano)        | 4200                                                                                                                           |
| GeneID                | 4200                                                                                                                           |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 220-479 di ME2 umana (NP_001161807.1) |
| Fonte                 | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria             | Anticorpi policlonali                                                                                                          |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Reattività incrociata | Umano                                                                                                                          |
| SWISS                 | P23368                                                                                                                         |
| Peso proteico         | 65kDa                                                                                                                          |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                             |