

Anticorpo Policlonale Anti-Meaf6 Per Wb, Elisa - Q9Haf1

Numero articolo: CM0013106

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro MEAF6 (CENP-28, EAF6), adatto per applicazioni Western blot e ELISA. Reagisce con campioni umani e di topo. Bersaglio di 22 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	MEAF6 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	EAF6; CENP-28; C1orf149; NY-SAR-91; MEAF6
Specie	Umana
GenelD (Uomo)	64769
GenelD	64769
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-191 di MEAF6 umano (NP_001257804.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9HAF1
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio