


Anticorpo Monoclonale Anti-Meckelin Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Hya8

Numero articolo: CM0003857



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Meckelin umano (TMEM67), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle ciliopatie e sulla segnalazione Wnt.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Meckelin Rabbit mAb
Note/Alias	MKS3; JBTS6; NPHP11; TNEM67; MECKELIN; Meckelin
Specie	Umano
GenelD (umano)	91147
GenelD	91147
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 800-880 di Meckelin umano (NP_714915.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q5HYA8
Peso Proteico	112kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio