

Anticorpo Policlonale Anti-Mecp2 Per Wb, Elisa - P51608

Numero articolo: CM0027033



introduzione

Anticorpo Policlonale Anti-MECP2 da Coniglio (P51608) validato per Western blot e ELISA. Reagisce incrociatamente con umano, topo e ratto. Adatto per studi di biologia della cromatina, metilazione del DNA e disturbi dello neurosviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MECP2 Coniglio pAb
Note/Alias	RS; RTS; RTT; PPMX; MRX16; MRX79; MRXSL; AUTSX3; MRXS13; MECP2
Specie	Umano
GeneID (umano)	4204
GeneID	4204
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 387-486 di MECP2 umano (NP_004983.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P51608
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio