

Anticorpo Policlonale Anti-Mecp2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P51608

Numero articolo: CM0014113



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina 2 legante il metil-CpG (MECP2). Rileva una banda di ~52kDa in WB. Validato per WB, IF/ICC, ELISA su umano, topo, ratto. Ideale per lo studio della repressione trascrizionale e della metilazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MECP2 pAb Coniglio
Osservazioni/Alias	RS; RTS; RTT; PPMX; MRX16; MRX79; MRXSL; AUTSX3; MRXS13; MECP2
Specie	Umano
GeneID (umano)	4204
GeneID	4204
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 387-486 di MECP2 umano (NP_004983.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P51608
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio