

Anticorpo Policlonale Anti-Mecr Per Ihc-P, Elisa - Q9Bv79

Numero articolo: CM0018946



introduzione

MECR Rabbit pAb (UniProt Q9BV79) validato per IHC-P ed ELISA. Reagisce con l'essere umano. Ideale per investigare la sintesi degli acidi grassi mitocondriali, l'omeostasi del ferro e i disturbi neurologici correlati a MECR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MECR Rabbit pAb
Note/Alias	ETR1; NRBF1; CGI-63; FASN2B; DYTOABG; MECR
Specie	Umano
Gene ID	51102
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 54-373 di MECR umano (NP_057095.4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q9BV79
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio