

Anticorpo Monoclonale Anti-Mecr Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bv79

Numero articolo: CM0008276



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro MECR umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla sintesi mitocondriale degli acidi grassi e sull'omeostasi del ferro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb MECR di coniglio
Note/Alias	ETR1; NRB1; CGI-63; FASN2B; DYTOABG
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51102
GeneID	51102
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 54-373 di MECR umano (NP_057095.4).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BV79
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio