

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Med1 Per Wb, Elisa - Q15648

Numero articolo: CM0022941



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro MED1 umano (subunità 1 del complesso Mediator). Validato per WB ed ELISA. Adatto per lo studio della coattivazione della trascrizione mediata dalla RNA polimerasi II e delle vie di segnalazione dei recettori nucleari. Reagisce anche con l'uomo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MED1 pAb di coniglio
Note/alias	PBP; CRSP1; RB18A; TRIP2; PPARBP; CRSP200; DRIP205; DRIP230; PPARGBP; TRAP220; MED1
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	5469
ID del gene	5469
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di MED1 umano (NP_004765.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q15648
Peso della proteina	168 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante