

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Med15 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96Rn5

Numero articolo: CM0019672



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MED15 umano (ARC105), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva MED15 umano, murino e di ratto (~87 kDa). Ideale per la ricerca sulla regolazione trascrizionale e sul complesso Mediator.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MED15 Rabbit pAb
Note/Alias	TIG1; CAG7A; CTG7A; PCQAP; TIG-1; TNRC7; ARC105; MED15
Specie	Uomo
ID genico (umano)	51586
ID genico	51586
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di MED15 umano (NP_001003891.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q96RN5
Peso della proteina	87 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante