

Anticorpo Policlonale Anti-Med17 Per Wb, Elisa - Q9Nvc6

Numero articolo: CM0029515



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MED17, adatto per WB ed ELISA. Validato per campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per lo studio del complesso Mediatore e della trascrizione da parte della RNA polimerasi II.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MED17 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	SRB4; CRSP6; CRSP77; DRIP80; TRAP80; MED17
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9440
GeneID	9440
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 250-460 di MED17 umano (NP_004259.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NVC6
Peso Proteico	73kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio