

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Med18 Per Wb, Elisa - Q9Bue0

Numero articolo: CM0014543



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio contro MED18 è validato per WB ed ELISA e rileva MED18 umano e murino, una subunità del complesso Mediator essenziale per la trascrizione mediata dall'RNA polimerasi II. Ideale per lo studio della regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MED18 Rabbit pAb
Note/alias	SRB5; p28b; MED18
Specie	Umano
GeneID (umano)	54797
GeneID	54797
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q9BUE0
Peso della proteina	24 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante