

Anticorpo Policlonale Anti-Med20 Per Wb, Elisa - Q9H944

Numero articolo: CM0023537



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia MED20 umano, una subunità del complesso Mediatore cruciale per la trascrizione della RNA polimerasi II. Adatto per WB e ELISA; presenta reattività crociata con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MED20 Rabbit pAb
Note/Alias	SRB2; TRFP; PRO0213; MED20
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9477
GeneID	9477
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-212 di MED20 umano (NP_004266.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H944
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio