

Anticorpo Policlonale Anti-Med21 Per Wb, Elisa - Q13503

Numero articolo: CM0014606



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MED21 (SRB7) umano, validato per Western blot e ELISA. Subunità del complesso Mediatore coinvolta nella regolazione della trascrizione da RNA polimerasi II. Adatto per campioni umani e di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MED21 Rabbit pAb
Annotazioni/Nomi alternativi	SRB7; SURB7; hSrb7; MED21
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	9412
ID Gene	9412
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-144 di MED21 umano (NP_004255.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q13503
Peso proteico	16 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio