

Anticorpo Policlonale Anti-Med24 Per Wb Ed Elisa - 075448

Numero articolo: CM0030053



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio MED24 validato per Western Blot (WB) ed ELISA. Rileva MED24 umano, di topo e di ratto, una subunità da 110 kDa del complesso Mediatore. Ideale per la ricerca sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MED24 pAb di Coniglio
Note/Alias	MED5; CRSP4; ARC100; THRAP4; CRSP100; DRIP100; TRAP100; MED24
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9862
GeneID	9862
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-160 di MED24 umano (NP_055630.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O75448
Peso Proteico	110kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio