

Anticorpo Policlonale Anti-Med4 Per Wb, Elisa - Q9Npj6

Numero articolo: CM0026071



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MED4 umano, validato per Western blot (WB) ed ELISA. MED4 è una subunità del complesso Mediatore, che funge da ponte tra proteine regolatorie e RNA polimerasi II per la regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MED4 Rabbit pAb
Note/Alias	ARC36; VDRIP; DRIP36; TRAP36; HSPC126; MED4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	29079
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di MED4 umano (NP_054885.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9NPJ6
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio