

Anticorpo Monoclonale Anti-Med4 Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Npj6

Numero articolo: CM0002266



introduzione

Anticorpo Monoclonale MED4 Coniglio, validato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce MED4 umano, di topo, di ratto, una subunità del complesso Mediatore coinvolta nella trascrizione dell'RNA polimerasi II. Ideale per la ricerca sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb MED4 Coniglio
Note/Alias	ARC36, VDRIP, DRIP36, TRAP36, HSPC126, MED4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	29079
GeneID	29079
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 150-250 di MED4 umano (Q9NPJ6)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NPJ6
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio